

**GRUPO METALNOX****FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS**

Código Produto: 52382-52383-53886	Produto: SQUEEZE TERMICA INOX 450 ML	Data: 03/04/2020
Solicitação Amostra: 03/04/2020	Edição Limitada: () Sim (X) Não	Segmento: Foto Produto
Entrega da Amostra: 03/04/2020	Resp. Compras:	

IMAGEM DO PRODUTO**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

Produto Frágil: (X) Sim () Não	Material: INOX	Embalagem: PAPELÃO
Peso: 301 GR	Espessura: 1 MM	Comp.x Larg.: 265 MM X 70 MM
		Diâmetro: 70 MM
		Capacidade: 450 ML
Código	Descrição	
52382	SQUEEZE TERMICA INOX PRATA 450ML	
52383	SQUEEZE TERMICA INOX BRANCA 450ML	
53886	SQUEEZE TERMICA INOX ROSA 450ML	

TESTES DE QUALIDADE

Maquinas: (Resistencia cód. 51641 e 51642)	Magic Machine	Tempo: 160 SEGUNDOS	Temperatura: 230 GRAUS
	HLM, HLMI/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
Maquinas:	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo: 60 SEGUNDOS	Temperatura: 200 GRAUS
	Magic Machine	Tempo: 180 SEGUNDOS	
	HLM, HLMI/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo: 60 SEGUNDOS	
Itens Complementares (vendido separadamente):	MANTA DE SILICONE	Uso obrigatório: MANTA DE SILICONE	
Itens para Sublimação:	MANTA DE SILICONE	Gabarito: 175 MM X 85 MM	Pressão: MÉDIA

Apresentou algum defeito/Problema: NÃO

TESTE DE USO

PARA O SEU PROCESSO PRECISA REMOVER A TAMPA, PRÉ AQUECER A GARRAFA E ARTE. TESTE REALIZADO NA PCM100 E NA MAGIC MACHINE COM OS TEMPOS ACIMA CITADOS E PRESSÃO MÉDIA. SQUEEZE TÉRMICO, MANTÉM TEMPERATURA POR ATÉ 4 HORAS. O ITEM APRESENTOU UMA BOA SUBLIMAÇÃO. **OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO USO DA MANTA DE SILICONE PARA RESISTÊNCIAS DE CÓDIGO 51641 E 51642**

Responsável pelo teste de Uso: Rafael Martins Alves