



GRUPO METALNOX

FICHA TÉCNICA DE PRODUTOS

Código Produto: 53887

Produto: SQUEEZE INOX DEGRADE ROSA 500ML

Data: 18/12/2020

Edição Limitada: ( ) Sim ( X ) Não

Resp. Compras: LAÍS

Segmento: Foto Produto

IMAGEM DO PRODUTO



ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Produto Frágil: ( ) Sim ( X ) Não	Cor: DEGRADE ROSA	Material: INOX	Unid. Venda: CAIXA
Peso: 143 GR	Espessura: 0,5 MM	Comp.x Larg.: 220 MM X 71,00 MM	Diâmetro: 71,00 MM
Capacidade: 500 ML	Descrição Produto: SQUEEZE INOX DEGRADE ROSA 500ML	Embalagem: PAPELÃO	Quantidade Fardo/CX: 1

TESTES DE QUALIDADE

Maquinas: (Utilizando manta)	Magic Machine	Tempo: 180 SEGUNDOS	Temperatura: 200 GRAUS
	HLM, HLMI/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo: 480 SEGUNDOS	
Maquinas: (Resistência P/ Taças)	Magic Machine	Tempo: 160 SEGUNDOS	Temperatura: 200 GRAUS
	HLM, HLMI/LMI/PLI/ELI/HLI 400		
	PCM 80/PCM 90/PCM 100	Tempo: 60 SEGUNDOS	
Itens Complementares (vendido separadamente):	MANTA DE SILICONE	Uso obrigatório: MANTA DE SILICONE	
Itens para Sublimação:	MANTA DE SILICONE	Gabarito: 175 MM X 60 MM	Pressão: MÉDIA

Apresentou algum defeito/Problema: NÃO

TESTE DE USO

PARA O SEU PROCESSO PRECISA REMOVER A TAMPA, PRÉ AQUECER A GARRAFA E ARTE. TESTE REALIZADO NA PCM100 E NA MAGIC MACHINE COM OS TEMPOS ACIMA CITADOS E PRESSÃO MÉDIA. O ITEM APRESENTOU UMA BOA SUBLIMAÇÃO. **OBSERVAÇÃO: OBRIGATÓRIO USO DA MANTA DE SILICONE PARA RESISTÊNCIAS DE CÓDIGO 51641 E 51642 / PARA RESISTÊNCIA COM DIÂMETRO DE 68 NÃO É UTILIZADO MANTA DE SILICONE**