

| | | | | | |
|---------------|--|------------------|-----------------|--------------------------|------------|
| Data: | 24/08/2023 | Segmento: | Personalizáveis | Área responsável: | P&D |
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | | | | COR |
| 56812 | BODY BABY MANGA CURTA BRANCO MEIA MALHA P (100%POLIESTER) | | | | BRANCO |
| 56813 | BODY BABY MANGA CURTA BRANCO MEIA MALHA M (100%POLIESTER) | | | | BRANCO |
| 56814 | BODY BABY MANGA CURTA BRANCO MEIA MALHA G (100%POLIESTER) | | | | BRANCO |
| 56815 | BODY BABY MANGA CURTA BRANCO MEIA MALHA GG (100%POLIESTER) | | | | BRANCO |

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO

| | | | |
|------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------|
| Material: | Tecido | Peso (g): | P - 45 / M - 48 / G - 51 / GG - 53 |
| Cor: | Branco | Unid. venda: | UNITÁRIO |
| Tamanho(CxAxL): | Ver tabela | Qtde. mínima: | Unitária |
| Espessura (mm): | - | Capacidade (ml): | - |

IMAGENS DO PRODUTO
TABELA DE MEDIDAS (CM)

| Dim. | P | M | G | GG |
|---------|----|----|----|----|
| Largura | 20 | 22 | 23 | 25 |
| Altura | 34 | 36 | 38 | 40 |


PARÂMETROS PARA SUBLIMAÇÃO

| Máquina | Tempo (s) | Temperatura | Pressão | Itens para sublimação | Gabarito |
|-----------------|-----------|-------------|---------|---|------------|
| Magic Machine | 25s | 200 °C | BAIXA | PRENSA PLANA+BODY+PAPEL SUBLIMÁTICO+TEFLON | ÁREA LIVRE |
| HLM/PLI/ELI/LMI | 25s | 200 °C | BAIXA | | |
| PCM100 | - | - | 0 | - | - |

OBSERVAÇÕES

Recomenda-se uso de teflon no interior do body para evitar que a sublimação passe para o outro lado. Cuidar com o excesso de pressão, para evitar marca de prensagem.

Tolerância dimensional de ± 2 cm.