

<b>Data:</b>	14/01/2024	<b>Segmento:</b>	Personalizáveis	<b>Área responsável:</b>	P&D
<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>				<b>COR</b>
57150	CANECA CERÂMICA CORAL PRIMAVERA 200ML				CORAL
57146	CANECA CERÂMICA AMARELA VERÃO 200ML				AMARELA
57144	CANECA CERÂMICA AZUL PETRÓLEO OUTONO 200ML				AZUL PETRÓLEO
57148	CANECA CERÂMICA CINZA CLARO INVERNO 200ML				CINZA CLARO

ESPECIFICAÇÃO DE PRODUTO						
<b>Material:</b>	Cerâmica			<b>Peso (g):</b>	200g	
<b>Cor:</b>	Diversas			<b>Unid. venda:</b>	PEÇA	
<b>Tamanho(CxAxL):</b>	100	75	80	mm	<b>Qtde. mínima:</b>	12
<b>Espessura (mm):</b>	4,5mm			<b>Qtde/CX Fechada:</b>	36	
<b>Capacidade (ml):</b>	200ml			<b>Observações:</b>	-	



TÉCNICAS DE PERSONALIZAÇÃO	IMPORTANTE
Sublimação; Tampografia; DTF UV; Impressão UV.	Atenção: produto frágil; Não deve ir ao microondas ou lava-louças; Deve ser lavado somente com água e sabão neutro.

PARÂMETROS PARA SUBLIMAÇÃO					
Máquina	Tempo (s)	Temperatura	Pressão	Itens para sublimação	Gabarito
Magic Machine	180s	200 °C	MÉDIA	RESISTÊNCIA CILÍNDRICA, CANECA, PAPEL SUBLIMÁTICO E FITA TÉRMICA	-
PCM100	180s	200 °C	MÉDIA		

OBSERVAÇÕES
Os parâmetros abordados acima apresentam bons resultados. No entanto, devem ser considerados apenas uma referência, pois ajustes podem ser necessários de acordo com o equipamento e experiência do usuário.